

We care for every drop



Zubehör





### Infusionsständer

für Einzelpumpen oder Docking Stationen  
ausziehbar auf 2.4 m  
fünf antistatische Rollen und 2 Bremsen

- IV-Ständer mit einer Stange
- ARGUS 100 mit Doppelstange
- ARGUS 160 mit Doppelstange für 2 Docking Stationen

**REF. 90.001 IV-Ständer**

**REF. 90.019 ARGUS 100**

**REF. 90.024 ARGUS 160 (siehe Bild)**



### ARGUS Docking Stationen

kompatibel mit ARGUS Infusions- und Spritzenpumpen

in zwei Grössen  
mit 3 Steckplätzen (Bezeichnung 60)  
mit 5 Steckplätzen (Bezeichnung 100)

Version P  
Stromanschluss, 230 V

- Version M
- mit Stromanschluss, 230 V
  - RS-232 Interface
  - Interface für Barcode Reader und Personalruf



**REF. 90.202/60 P**

**REF. 90.200/100 P**

**115 V auf Anfrage**

**REF. 90.102/60 M**

**REF. 90.100/100 M**

**115 V auf Anfrage**

### Stromverteiler



- mit 4 Kabel, bis auf 1.80 m Länge dehnbar
- Standardanschlüsse für medizinische Geräte
- mit Universalklammer für Stangen bis Dia. 38 mm

**REF. 90.009**



### **Barcode Leser mit Halterung**

verwendbar mit ARGUS Docking Stationen M

- montierbar an Stangen bis Dia. 38 mm
- Barcode Software für sichere Programmierung der Pumpe auf Anfrage

REF. 90.151

---

### **Barcode Leser**

- ohne Halterung



REF. 90.150

---

### **Halterung zu Barcode Leser**

- Ersatzteil zu REF. 90.151



REF. 10.130

---

### **Tropfendetektor**

passend zur ARGUS Infusionspumpe

- Ersatzteil



REF. 10.089

---



### Flaschenhalter

passend zur ARGUS Infusionspumpe

- einfach einsteckbar
- in zwei Höhen erhältlich: 45 und 65 cm

REF. 11.005 / 45 cm

REF. 11.043 / 60 cm



### Tragegriff

passend zur ARGUS Spritzenpumpe

- jederzeit montierbar
- Pumpe bleibt dockingfähig

REF. 90.050



### Tischauflage

passend zur ARGUS Spritzenpumpe

- jederzeit montierbar
- aus rostfreien Edelstahl

REF. 90.051



### Transporteinheit

kompatibel mit ARGUS Infusions- und Spritzenpumpen

- ohne Stromanschluss
- mit 3 Steckplätzen für 3 Spritzen- oder 1 Infusions- und 1 Spritzenpumpe

REF. 90.052



### Kombiklammer Standard und für Schienenmontage

passend zu ARGUS Infusions- und Spritzenpumpen

REF. 10.087 Kombiklammer Standard  
REF. 90.021 für Schienen 25 x 10 mm  
REF. 90.022 für Schienen 35 x 8 mm  
REF. 90.026 für T-Schienen 35 x 8 mm  
REF. 90.027 für T-Schienen 35 x 10 mm

passend zu ARGUS Dockingstationen  
REF 90.041 für Schienen 25 x 10 mm

---



### Schienen Upgrade Kit

montierbar auf die Standard Kombiklammer

REF. 10.108 für Schienen 25 x 10 mm  
REF. 10.109 für Schienen 35 x 8 mm  
REF. 10.110 für T-Schienen 35 x 8 mm  
REF. 10.111 für T-Schienen 35 x 10 mm

---



### Interface Kabel

passend zu ARGUS Pumpen

- Schnittstelle RS-232
- Updaten, Konfigurieren, Auslesen
- Softwarepakete auf Anfrage

REF. 10.093

---



### Kabel zu Docking Stationen M

- RS-232 Verbindung zu PC und PDMS
- RS-242 Kaskadierlösung

REF. 12.041 Interface RS-232  
REF. 12.046 Kaskadierkabel

---




### Anschlüsse an Personalruf

passend zu ARGUS Infusions- und Spritzenpumpen

- Kabellänge 2 m

REF. 12.042 für Infusionspumpen

REF. 10.059 für Spritzenpumpen



### DC Stecker

passend zu ARGUS Infusions- und Spritzenpumpen

- 20V
- Kabellänge 3 m

REF. 10.131



### Manometer mit Nippel

- Hilfsmittel für die Kalibrierung

REF. 12.035

### Spritzen-Kalibrierteile

passend zu ARGUS Spritzenpumpen

- Teil 1: Dia. 31 mm, Länge 20 mm
- Teil 3: Dia. 17 mm, Länge 120 mm



REF. 11.194 / Teil 1

REF. 10.153 / Teil 3

We care for every drop



**CODAN ARGUS AG**, Aarestrasse 13, P.O. Box, CH-3627 Heimberg  
Phone +41 33 438 13 38, Fax +41 33 437 11 41, [info@codanargus.com](mailto:info@codanargus.com)  
[www.codanargus.com](http://www.codanargus.com)

